

O PROJETO

O primeiro produto foi desenvolvido em 1998, em LONDRINA/PR. Hoje com moderno sistema foi desenvolvido em componentes em SMD, PCI com inserções computadorizadas. Com isso permite perfeita utilização uniforme, projeto moderno e único, tecnologia aplicada em controle remoto, com tela de LCD.

A TECNOLOGIA

O sistema de Energia quântico é um produto gerador de ondas quadradas, que trabalha com um micro-controlador, gerando uma frequência com intervalos de 6 em 6 segundos e 25 em 25 segundos, compreendendo valores que vão 7,86 Hz a 85 Hz com passos e transições de 2 em 2 Hz.

Quando a frequência alcançar em 52 Hz, os intervalos mudam de 25 em 25 segundos a casa transição, até os 60 Hz, voltando os intervalos de 6 em 6 segundos, quando alcança os 86 Hz, ao término este ciclo é reiniciado em 7,83 Hz e devagar vai chegar até 86Hz. O sistema quântico é pulsátil, e não polarizada e não-ionizante. É um sistema totalmente seguro, que obedece as diretrizes mundiais de segurança.

A empresa KJ desenvolveu este sistema de Energia quântica para estar desenvolvendo aos seus clientes o melhor benéficos enquanto dorme, já que passamos cerca de um terço de nossa vida deitado em um colchão.

O BENEFÍCIO

Dentro das normas da OMS, maneira mais eficiente e segura que oferecemos ao nosso organismo a energia natural que ele necessita para ter uma vida saudável, nova vida e afetada o dia todo pelo stress do dia dia e trabalho. O **EXCLUSIV Light** integra os conhecimentos da física e da medicina, oferecendo um equipamento revolucionário em **ENERGIA QUÂNTICA**.

PARERECER MÉDICO



A MEDICINA QUÂNTICA que se baseia nas leis da Física, com princípios científicos com mais de cem anos (Max Planck, Einstein, Podolski e Rosen); a Física Quântica nos diz: "a matéria é energia e que a energia forma e cria a matéria!", ou seja, melhorando e fortalecendo essa energia, podemos ver resultados positivos no físico (matéria). Corrigindo as três dimensões do corpo: altura, largura e profundidade, produzindo a nossa saúde física, mental, social, familiar e financeira. Podemos assim utilizar a energia quântica para transformar a nossa maneira de ser, melhorando nossa maneira de ser, melhorando nossas vidas e realizando nossos sonhos. "A energia utilizada para sermos um Eu melhor!". Renovamos treze bilhões de células diariamente, despendendo grande quantidade de energia. Com o avançar dos anos esta central bioenergética (células) vão se desgastando, e, juntamente com fatores extracelulares, muito antes de a medicina convencional diagnosticar as patologias, altera as matérias (células), transformando-as em doenças; se criarmos condições de manutenção deste sistema bioenergético, estaremos prevenindo doenças e recompondo novamente o potencial energético da célula, **o Homem em equilíbrio. "Mais energia para a vida"**.

Apenas hoje, mais de cem anos após a descoberta de Max Plank, os conhecimentos da física quântica começam a influir positivamente na medicina, criando no final dos anos 80, na Rússia, uma noção nova na ciência, que é assim denominada: **MEDICINA QUÂNTICA**. Indico o uso da **ENERGIA QUÂNTICA** produzida, nos EQUIPAMENTOS da **KJ ELETRÔNICOS**.

Ph.D Dr. José Mauricio da Costa Ortiga CREMESC-3826 Pós graduado na U.F.R.J. Docência e Doutorado na Univ. Autônoma de Barcelona- Esp. **ESPECIALIDADES:** Ginecológica, Obstetra, Cirurgião Pélvico, Médico de Segurança no Trabalho e Perito Médico Legal.

Therapy



Exclusiv
Light

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

FUNÇÕES DO CONTROLE



Ao ligar, seu controle estará funcionando as funções no modo automático, pressione o botão auto e desligará o sistema automático, lembrando que as últimas utilizações não ficam gravadas e as configurações de fabrica serão restauradas.


O controle em standby irá apresentar:



- Display de dos dígitos
- Potência 0 a 05
- Dinâmica 0 a 05
- Pontos 4
- Tempo 05m a 50m
- Massagens
- Auto
- Quântico
- Térmico



MASSAGEADOR ELETRÔNICO

Descrição dos Comandos:

Pressione a tecla  e irá iniciar no modo automático, passando assim por todas as funções automaticamente conforme memorizado na memória, caso queira retirar do modo automático, pressione tecla 



Para alterar qualquer função do modo que desejar pressione tecla 

Potência: Oferece o aumento de 00 a 05, onde possibilitara que seu produto fique com a vibração mais forte. Pressionando o botão  possibilitara que aumente de 00 a 05. Pressionando o botão  possibilitará que diminua de 05 a 00.

Dinâmica: Permite que altere de 00 a 05, possibilitara que entre um ponto e outro, a massagem seja mais rápida ou mais lenta. Pressione  para diminuir de 05 a 00 e pressione  para aumentar de 00 a 05.

Timer (tempo): 05m a 50m, com seta para esquerda ou direita irá aumentar e diminuir os minutos de utilização.

Após timer, pressione novamente tecla  irá entrar na função de massagem

Massagem: permite alterar a massagem que desejar, pressione a tecla  ou  que no visor ira apresentar numérico de 01 a 15.

MASSAGEM 1: todos os pontos vibram juntos, com intensidade de força variada 0 a força total.

MASSAGEM 2: Alternado entre os pontos, sempre com igual intensidade, produzindo uma Relax tipo rolo.

Massagem 3: Todos os pontos de massagem vibram na forma circular e sequencial variando da posição 4 até a posição 1 e decrescendo da posição 1 à 4, fazendo um Relax tipo rolo.

Massagem 4: Atua entre os pontos de massagem com intensidade fixa e sequencial partindo do 4 ao ponto 1 produzindo uma massagem tipo rolo.

Massagem 5: Atua entre os pontos de massagem como circulações múltiplas entre os pontos com a mesma intensidade de força, porém alternando com frequência variada entre os pontos de massagem, produzindo uma massagem de compressão.

Massagem 6: Atua sempre em dois pontos de massagem com a intensidade variando de baixa para intensidade total, produzindo uma massagem tipo tapping.

Massagem 7: Todos os pontos de massagem vibram juntos a alta velocidade alternadas, dando a sensação de pulsos.

Massagem 8: Todos os pontos de massagem vibram juntos em alta velocidade, proporcionando ao usuário uma massagem relaxante e profunda.

Massagem 9: Todos os pontos de massagem atuam na forma circular e sequencial passado a movimento irregular produzindo uma massagem de micro dedos.

Massagem 10: Todos os pontos de massagem atuam de forma circular e sequencial variando do ponto 4 ao ponto 1.


Massagem 11: Atua sobre os pontos de massagem alternado entre os pontos 1,2,3 e 4, com a mesma intensidade força, proporcionando ao usuário uma massagem relaxante na forma de rolos.

Massagem 12: Atua sobre os pontos de massagem de forma circular fazendo um breve pulso de massagem intenso produzindo a massagem tipo acupuntura.

Massagem 13: Atua de dois em dois dando a sensação de pulsos.

Massagem 14: Atua sobre os pontos de massagem na forma circular sequencial, com a mesma intensidade de força, proporcionando ao usuário uma massagem relaxante em forma de rolos.

Massagem 15: Modelo pulsante massageia entre os pontos 1, 2, 3 e 4, de maneira rápida pulsando, desta forma causa relaxamento rápido nos pontos indicados.



ZONAS DE MASSAGEAMENTO

Pontos:

Pressione a tecla e irá acender o led azul abaixo do gráfico corporal do controle, conforme pressionar acenderá ou apagará o led, isso permite ligar ou desligar o motor do ponto.

O massagador eletrônico com moderno sistema de vibroterapia possui 4 pontos de atuação com 15 funções de massagem, somando-se 348 combinações de massagem, proporcionando assim um relaxamento sem igual.

Ponto 1: Minimiza os efeitos que causam insônia, fadiga nervosa, enxaqueca, pressão alta, lombalgias e lombocitálgias, bursites e stress. Relaxa o músculo que envolve a coluna. Age também no sistema nervoso central.

Ponto 2: Atenua as dores causadas pelo bico de papagaio, escoliose, hérnia de disco, distorções e dores, nevralgias em geral. Distrofia o nervo que envolve a coluna vertebral, estimulando a circulação sanguínea.

Ponto 3: A massagem neste ponto, alivia as distensões e estiramento dos músculos virilha. O aparelho auxilia na redução do ácido láctico, melhorando a irrigação muscular, provocando o seu relaxamento.

Ponto 4: A massagem neste ponto melhora a circulação do fluxo sanguíneos dos membros inferiores. A má circulação é a maior causadora do entupimento de veias e artérias que levam a derrames e infartos.

Baseadas em diferentes tipos de massagem, **SHIATSU, TAPING, ROLO E COMPRESSÃO.**



ENERGIA QUÂNTICA

QUÂNTICO (item opcional)

Pressione o botão **QUÂNTICO**

Acenderá o led quântico, a partir daí iniciará o moderno sistema de emanação quântica, mesmo após desligar no modo automático continuará ligado por mais 08hrs, com desligamento automático

Oferece a você o moderno sistema do quântico, onde irá emantar de 52 Hertz a 62 Hertz Pulsivo.

Irá indicar no display um círculo azul com imagem humana dentro, isso indica que está ligado o sistema.

O sistema possibilita ligar a energia quântica juntamente com a vibroterapia, após o desligamento automático da vibroterapia, o tratamento da energia quântica continua por até 8 horas ligada. Permite desligar pressionando a tecla novamente.

TERMOTERAPIA

TERMICO (item opcional)

Pressione o botão **TERMO**

Acenderá o led termo, a partir daí seu colchão aquecerá até limite de 49 Graus, desligará automaticamente dentro do prazo de 08 horas pressionando novamente a tecla desligará a função de aquecimento.



manual de Utilização

Descrição do Produto

CAMPO ELETROMAGNETICO: 400 miligauss.
FREQUENCIA: 52 HZ COM INTERVALOS DE 25 EM 25 SEGUNDA TRANSIÇÃO, ATÉ OS 60HZ VOLTANDO EM INTERVALOS DE 6 EM 6 SEGUNDAS ALCANÇANDO 86HZ, NO TERMINO INICIA-SE 7,83HZ.
TIPO DE ONDA: QUADRADA, PULSATIL, NÃO POLARIZADA E NÃO IONIZANTE.
PESO: 1,2kg
SAIDA: 12vdc x 1,8"
CONSUMO: 22w
VOLTAGEM: Bivolt
ACABAMENTO: Plastico
COR: Branca
CAPACIDADE EM HORAS: Indeterminado
FONTE: Cabo paralelo 2x 0,20m cor branco
CONTROLE: Cabo 09 vias AWG blindado x Cabo 13 vias AWG blindado
TECLADO: Tach switch
DISPLAY: LCD colorido
PCI: Montado em inserção em SMD

Nº Lote:

Visto:

Nº Cq:

Data:

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

DESCONECTE O PLUG DA TOMADA DE ENERGIA E APÓS ISTO, DESCONECTE O PLUG DB 09 DO COLCHÃO (ENCONTRA-SE ENTRE O EQUIPAMENTO ELÉTRICO E O COLCHÃO) E ENVIE PARA O FABRICANTE POR CORREIO. IREMOS SUBSTITUIR TODO O SISTEMA ELETRO ELETRÔNICO DENTRO DO PRAZO OFERECIDO PELA GARANTIA.



VIBROTERAPIA

O moderno sistema de vibro, que pode ser usado durante seu relaxamento de 50 minuto com massagem ponto a ponto em seu corpo, podendo utilizar sem limite de tempo. Isso proporciona recuperação da energia vital, fazendo uma massagem terapêutica no corpo.

Há anos a medicina vibracional vem sendo estudada, hoje é vista como uma medicina para o futuro, é um complemento que ajuda a prevenir problemas de saúde. Certamente não é preciso se sentir doente para beneficiar-se de suas propriedades, sendo assim, o ideal é praticá-la sem que seja uma necessidade. Durante a massagem o organismo libera endorfina, causando um agradável bem estar e uma leve sonolência para depois se sentir relaxado e com mais energia.

A **vibroterapia** é a massagem através de ondas vibratórias, além de muito relaxante é indicada no auxílio de tratamento de doenças como dores na coluna, problemas articulares, fadiga mental, estresse, insônia e desmotivação sexual. Em relação à estética corporal auxilia no combate de celulite e varizes.

A **vibroterapia** proporciona em pouco espaço de tempo uma melhor qualidade de vida, pois a cada aplicação de quinze minutos equivale a uma caminhada de uma hora.

A **vibroterapia** é um novo conceito de terapia através de vibrações eletromagnéticas.

Conjunto de motores que, acoplados à superfície de colchões, proporcionam uma massagem eletrônica agradável e relaxante. Este equipamento é acionado através de controle remoto com mostrador digital.

Possui despertador para que usuário possa acordar já recebendo uma massagem estimulante. E possui programações diversas, que permitem selecionar uma região específica a ser massageada. Além de optar por diversos tipo de efeitos.

A **vibroterapia** possui ações circulatório, neurológica, estética e terapêutica.

CONTRA INDICAÇÕES

Termoterapia: Gestantes, processos hemorrágicos e ulcerosos, câncer, patologias agudas, perda da sensibilidade. Diabetes, doenças vasculares

Vibroterapia: Gestantes, cardíacos (com marca passo), processos hemorrágicos e ulcerosos, fraturas em consolidação e cicatrização cirúrgicas, e afecções cancerosas. Nestes casos somente com prescrição medica.